

Tragegurte

PROBENAHME - AUSRÜSTUNG


Tragegurt einfach • Tragegurt antistatisch

MERKMALE / TECHNISCHE DATEN:

	Tragegurt einfach	Tragegurt antistatisch
Gurtmaterial	geflochtenes PE-Gurtband	PVC beschichtetes PE-Gewebe
Gurtbreite	ca. 4cm	
Verschlüsse	Polyamid, leicht einrastend	
Farbe	schwarz	
Gewicht	ca. 250 g	ca. 500 g
Oberflächen-Widerstand	keine Angaben	7×10^8 Ohm bei 23 °C / 50 % rF)* *Prüfbericht Nr. 32264/96 Süddeutsches Kunststoff-Zentrum
Halterung für Probenahmekopf	mit integrierter Halterung (Lasche am Gurt)	Befestigungselement benötigt



Gurt (einfach) mit integrierter Halterung (Lasche)



Gurt (einfach o. antistatisch) für Befestigungselement (bitte extra bestellen – Artikel-Nr.: 00059)

Bei Bestellung bitte wie folgt angeben:

- Hosenträgergurt für Befestigungselement DH_540010
- Hosenträgergurt für Befestigungselement **antistatisch** DH_540020
- Hosenträgergurt mit integrierter Halterung (Lasche) SE_811-9932-01

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTUM VORBEHALTEN